



## Fiche Technique

# CROS Pure

Type : Accessoires

Pile : 312

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Consommation (mA) : 1,40

Nombre de micros : 2

### SPECIFICATIONS

<b>Pile</b>	312
<b>Tension</b>	1.3V
<b>Consommation</b>	1.4mA
<b>Autonomie</b>	~90h
<b>Certification anti humidité anti poussière</b>	IP67
<b>Nano protection</b>	Oui
<b>Directive RoHS</b>	Oui

### DONNEES TECHNIQUES

<b>IRIL IEC 118-13 : 2011</b>	
<b>800-960 Mhz</b>	<-5dB SPL
<b>1400-2000 Mhz</b>	<-10dB SPL
<b>Intensité du champ magnétique</b>	
EN300330	-24.5dB $\mu$ A/m @ 10m
RS210	-17.5dB $\mu$ V/m @ 30m